

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice : elle contient des informations importantes pour l'utilisateur.**

**Ceci est un dispositif médical disponible sans prescription médicale. Toutefois, il doit être utilisé conformément aux indications décrites pour une meilleure efficacité.**

- **Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.**
- **Si vous avez besoin de plus d'informations ou de conseils, adressez-vous à votre médecin et/ou pharmacien.**
- **Si les symptômes persistent après un certain temps, consultez votre médecin.**

# Cicatridine®

ACIDE HYALURONIQUE SEL SODIQUE 0,2%  
crème

## COMPOSITION

Eau, paraffine liquide, alcool cétylique-stéarylique, huile d'amande douce, polyoxyéthylène (2) éther stéarylique, polyoxyéthylène (21) éther stéarylique, glycérine, sorbitol, huile de silicone, digluconate de chlorhexidine, imidazolidinylurée, acide hyaluronique sel sodique, sel bisodique d'EDTA, BHT.

## PRÉSENTATION

CICATRIDINE® crème contient un tube de 30 g e.

## QU'EST-CE QUE CICATRIDINE® CRÈME ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE ?

CICATRIDINE® crème agit grâce à la présence de l'acide hyaluronique, un mucopolysaccharide abondamment distribué dans de nombreux tissus corporels. L'acide hyaluronique agit comme soutien structurel et confère ainsi tonicité, trophisme et élasticité aux tissus. Plusieurs études cliniques ont démontré la capacité de l'acide hyaluronique à accélérer et à améliorer le processus de ré-épithélialisation et de réparation tissulaire.

## INDICATIONS

**Traitement adjuvant du processus de cicatrisation en cas de :**

- Irritations et rougeurs
- Après peeling, épilation et laser
- Lésions superficielles : gerçures, écorchures, abrasions, éruptions, brûlures du 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> degré, coupures superficielles
- Lésions profondes : lésions chirurgicales, plaies de décubitus et ulcères

## QUAND NE DOIT-ON PAS UTILISER CICATRIDINE® CRÈME ?

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité individuelle à l'un des composants du produit.

*Grossesse et allaitement*

Dans de telles circonstances, il est recommandé de consulter votre médecin.

*Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des équipements ou des machines*  
Aucune précaution particulière n'est requise.

### **INTERACTIONS AVEC D'AUTRES PRODUITS**

Les interactions avec d'autres produits n'étant pas connues, il est donc recommandé de demander conseil à un médecin avant d'utiliser CICATRIDINE® crème en association avec d'autres dispositifs médicaux ou médicaments à usage local.

### **COMMENT UTILISER CICATRIDINE® CRÈME ?**

Appliquez, en massant légèrement, sur la zone à traiter. Protégez-la avec une gaze si nécessaire. Il est recommandé de se laver les mains avant et après chaque utilisation de CICATRIDINE® crème.

### **QUAND UTILISER CICATRIDINE® CRÈME ET COMBIEN DE TEMPS ?**

Appliquez 2 à 3 fois par jour ou selon la prescription médicale. La durée d'utilisation dépend de l'évolution des symptômes ; si nécessaire, CICATRIDINE® crème peut être utilisée pendant des périodes prolongées.

### **EFFETS INDÉSIRABLES**

L'utilisation de tout produit à usage local, particulièrement pendant une période prolongée, peut provoquer une sensibilisation. Si cela se produit, arrêtez le traitement et consultez un médecin afin de débiter un traitement approprié. Si d'autres effets indésirables surviennent, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

### **MISES EN GARDE**

Tenir le produit hors de la portée et de la vue des enfants. Évitez tout contact avec les yeux. Ne pas avaler.

### **PÉREMPTION, CONSERVATION ET ÉLIMINATION**

La date de péremption figure sur l'emballage (EXP) et s'applique au produit maintenu dans son emballage fermé et conservé correctement. N'utilisez pas CICATRIDINE® crème après la date de péremption figurant sur l'emballage, ou si celui-ci est ouvert ou endommagé. Conservez le dispositif médical soigneusement fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Les dispositifs médicaux ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des dispositifs médicaux qui ne sont plus utilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

**DISPOSITIF MÉDICAL**  **0373**

Plus d'information sur le site : [www.cicatridine.com](http://www.cicatridine.com)

M.G. - L. 78 - 02/2015

 **Fabricant :**  
**FARMA-DERMA s.r.l.**  
Via dei Bersaglieri, 10  
40010 Sala Bolognese (BO) ITALIE (ITALY)

**Distributeur :**  
**HRA Pharma France**  
14-16 Rue des Petits Hôtels  
75010 Paris - FRANCE

FR 21 L.REV.03 - 02/2015