



CICATRIDINE®, Ovules vaginaux à base d'acide hyaluronique à usage vaginal. -
Composition : Acide hyaluronique sel sodique 5 mg, extrait lipidique de Centella asiatica 60 mg, extrait lipidique de Calendula 60 mg, extrait lipidique d'Aloe vera 60 mg, huile essentielle de Melaleuca 2 mg, Glycérides semi-synthétiques, BHT. -
Indications : traitement adjuvant des processus de réparation des états atrophiques et dystrophiques de la muqueuse vaginale. Il favorise la cicatrisation lors du post-partum, en chirurgie gynécologique, dans les cas de dystrophie consécutive à la chimiothérapie, aux radiations ionisantes et à la sécheresse vaginale, également due à une carence en œstrogène. - **Contre-indications** : En cas d'hypersensibilité individuelle à l'un des composants du produit. - **Mode d'emploi** : Retirer l'ovule de l'emballage en tirant les deux languettes prédécoupées du blister et l'insérer profondément dans le vagin. Par souci d'hygiène, il est recommandé de se laver les mains avant et après chaque utilisation de ce dispositif médical.- **Posologie** : utiliser un ovule le soir ou selon les recommandations de votre professionnel de santé. La durée d'utilisation dépend de la durée des symptômes ; le cas échéant, les ovules vaginaux CICATRIDINE® peuvent être utilisés pendant des périodes prolongées. CICATRIDINE® peut être utilisée avec des préservatifs. - **Interactions** : ne pas utiliser en association avec d'autres dispositifs médicaux ou médicaments à usage vaginal sans avoir préalablement consulté un médecin. - **Précautions** : l'utilisation prolongée de tout produit à usage local peut provoquer une sensibilisation ; dans ce cas il est conseillé d'interrompre le traitement et consulter un médecin pour mettre en route un traitement approprié. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser sans avis médical chez les enfants de moins de 15 ans. **Grossesse et allaitement** : la sécurité de l'utilisation des ovules vaginaux CICATRIDINE® pendant la grossesse ou en cours d'allaitement n'a pas été démontrée. Dans ces conditions, il est conseillé de consulter votre médecin. **Durée et conditions de conservation** : ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte ou si le conditionnement est ouvert ou endommagé. A conserver dans le conditionnement soigneusement fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur, de préférence entre 4 °C et 25 °C. - **Forme et présentation** : 10 ovules vaginaux à 2 g.- **Dispositif Médical** CE 0373- Code ACL 791351-9.-
Distributeur : HRA France 14/16 rue des petits hôtels 75010 Paris-France. - Vendu exclusivement en pharmacie. www.cicatridine.com

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent auprès de notre laboratoire via la mailbox reclamation@hra-pharma.com.

Pour toute réclamation relative à la qualité de l'information dispensée et des pratiques de visite médicale, contactez nous via reclamation@hra-pharma.com.